

FISH

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: FISH

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Voorkeurstaaltype: Heparine

Alternatief Staaltype: Klier

Minimum volume: 2- 5 ml

Transportcondities: Verzending binnen 48u af te leveren op kamertemperatuur
Op vrijdag: bij voorkeur voor 13u
Uitzondering: stalen met de diagnose Burkitt lymfoom en AML-M3 moeten op de dag van staalafname op het labo toekomen (voor 14u indien het resultaat de dag zelf gekend dient te zijn)

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: Centrum Menselijke Erfelijkheid

Toestel:

Uitvoeringsfrequentie: Elke werkdag

Antwoordtijd (dagen):

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Diagnoseregulering 78: aanrekenbaar aan RIZIV indien infectie met HIV of bij behandeling met immunosuppressiva

Accreditatie: Ja

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.