

Hantaanvirus IgM

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: HAN.IgM.kwl

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 1 ml
Transportcondities: Gekoeld transport. Indien transport vertraagd staal invriezen en ingevroren transporteren.
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg
Toestel: EUROIMMUN Analyser I - Enzyme-linked immuno-sorbent assay (ELISA)
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Bart Glibert

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551272,551655
Nomenclatuur: 551272 - 551283 B 350 Diagnose van een infectie door Hantaanvirus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans