

CMV PCR kwantitatief transplaat

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: CMV.PCR.kwt.tx

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 700 µl EDTA-plasma
Transportcondities: Volledig bloed (EDTA) of afgezonderd EDTA plasma moet binnen de 24 uur na bloedname ontvangen worden op het lab. Bij gekoelde (2-8°C) bewaring en verzending moet dit binnen de 5 dagen.
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg
Toestel: Abbott Alinity m
 real-time qPCR
Uitvoeringsfrequentie: Elke werkdag
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550970,556894
Nomenclatuur: 550970 - 550981 B 1400 Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed #(Maximum 1)(Cumulregel [114](#))(Diagnoseregel [78](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

556894 - 556905 B 2000 Opsporen op kwantitatieve wijze van het cytomegalovirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans