

Euglobulin clot lysis time

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: EuglobulinCLT

Staal

Patiëntvoorbereiding:

Voorkeurstaaltype: 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)

Alternatief Staaltype:

Minimum volume:

Transportcondities:

Afname instructies: <https://intranet.werken-glorieux.be/layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=>

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Stolling UZ Gasthuisberg

Toestel:

Uitvoeringsfrequentie:

Antwoordtijd (dagen):

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV:

Accreditatie:

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

80-120 uur

80-120 uur

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans