

Selenium (RBC)

Aanvraag

Synoniemen: Selenium intraerythrocytair
Aanvraag code LIS: Se.RBC

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:
Minimum volume:
Transportcondities: KT
Afname instructies: <https://intranet.werken-glorieux.be/layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=>

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel:
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 7
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV:
Accreditatie:
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Bart Glibert

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

104.3-270.2 µg/L

104.3-270.2 µg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans