

Epstein Barr virus VCA IgG

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 346;
EBV.VCA.IgG.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 4.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Chorus - ELISA
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 3
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1.2 Index

1.2 Index

Extra informatie

Restricties: HIL index van staal negatief.
Geen interferentie met Ab tegen CMV, Herpes simplex, Varicella zoster.
Geen gekende cross-reactiviteit.
Sensiviteit: 97.5%, Specificiteit: 100%

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551530
Nomenclatuur: 551530 - 551541 B 250 Opsporen van IgG antilichamen tegen Epstein-Barr virus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau