

## Cytomegalovirus IgM (Access)

### Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS:               -251 of CMV.IgM.kwt (buiten zwangerschap)  
                                              - 349 of CMV.IgM.Zwanger (tijdens zwangerschap)

### Staal

Patiëntvoorbereiding:

Voorkeurstaaltype:                Serum

Alternatief Staaltype:            Heparine-plasma (HP);  
                                              EDTA-plasma (EP)

Minimum volume:                 500µl

Stabiliteit (dagen):               5.0

Transportcondities:

Afname instructies:               [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo:                 AZ Glorieux

Toestel:                            DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie

Uitvoeringsfrequentie:         24u/24u

Antwoordtijd (dagen):            1

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV:        Ja (buiten zwangerschap)  
                                              Nee (tijdens zwangerschap)

Accreditatie:                     Nee

EKE deelname:                    Nee

Retam:

Verantwoordelijke:               Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

**Leeftijd****Mannen****Vrouwen**

1.20 Index

1.20 Index

**Extra informatie****Restricties:**

Geen interferentie met Hb (5 g/L), Bili (300 mg/L), TG (30g/L) en ALB (90g/L).

Heterofiele antilichamen kunnen interfereren.

Lipemische, icterische en/of gehemolyseerde stalen vermijden

Valse positieve CMV.IgM mogelijk bij EBV infectie

**Overheidsinformatie****RIZIV nomenclatuur:**

551316

**Nomenclatuur:**

551316 - 551320 B 300 Opsporen van specifieke IgM antilichamen tegen cytomegalovirus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#)) (Diagnoseregel [119](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

**Laatst gewijzigd**

2025-02-28

Justine Platteau