

Macroprolactine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: prol.macro

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities: Volbloed: 2 dagen bij KT
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent
Toestel: Electrochemiluminiscentie Immunoassay met PEG precipitatie
Toestel: Roche Cobas e801 (UZ Gent)
Uitvoeringsfrequentie:
Antwoordtijd (dagen): 5dagen
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: HAMA antilichamen kunnen interfereren.
Geen citraat- en/of EDTA-plasma gebruiken!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546151
Nomenclatuur: 546151 - 546162 B 350 Dosereren van prolactine #(Maximum 1)
(Cumulregel [310](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-05-12

Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.