

Macroprolactine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: prol.macro

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit: Serum/plasma: ;6 dagen bij 4-8°C;5 dagen bij KT
Transportcondities: Volbloed: 2 dagen bij KT
Bewaring: Serum: 21 dagen bij 4-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent
Toestel: Electrochemiluminiscentie Immunoassay met PEG precipitatie
Toestel:
Roche Cobas e801 (UZ Gent)
Uitvoeringsfrequentie:
Antwoordtijd (dagen): 5dagen
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

HAMA antilichamen kunnen interfereren.
Geen citraat- en/of EDTA-plasma gebruiken!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-01-13

Hannah Segers

Copyright © 2025 All rights reserved.