

## Chlamydia trachomatis IgG

### Aanvraag

Aanvraag code LIS: CHLTRA.IgG.kwt

### Staal

Voorkeurstaaltype: Serum  
Minimum volume: 230 µl  
Stabiliteit (dagen): 14.0  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: DiaSorin Liaison XL - CMIA  
Uitvoeringsfrequentie: Maandag t/m zaterdag  
Antwoordtijd (dagen): 3  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Neen  
EKE deelname: Ja

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	9 U/mL	9 U/mL

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551972  
Nomenclatuur: 551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen #(Maximum 3)(Cumulregel [327](#))(Diagnoseregel [74](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-03-04

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.