

Coproporfyrine III

Aanvraag

Synoniemen: Porfyrienen profiel in urine
Hemoglobine precursoren in urine
Aanvraag code LIS: 497 (panel porfyrienen)

Staal

Patiëntvoorbereiding: De urine wordt het best gecollecteerd tijdens een aanval.
Voorkeurstaaltype: Urine
Minimum volume: 50 ml
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Reversed phase - HPLC - fluorescentiedetectie
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 8
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	16.75-111.50 µg/g kre	16.75-111.50 µg/g kre

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543233
Nomenclatuur: 543233 - 543244 B 2000 Fractioneren en doseren van porfyrienen door HPLC #(Maximum 1) (Diagnoseregel [65](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-06-27

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.