

## % Coproporfyrinen III

### Aanvraag

Synoniemen: Porfyrienen profiel in urine  
Hemoglobine precursoren in urine  
Aanvraag code LIS: 497 (panel porfyrienen)

### Staal

Patiëntvoorbereiding: De urine wordt het best gecollecteerd tijdens een aanval.  
Voorkeurstaaltype: Urine  
Minimum volume: 50ml  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Reversed phase - HPLC - fluorescentiedetectie  
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week  
Antwoordtijd (dagen): 8  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	67-86 %	67-86 %

### Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543233  
Nomenclatuur: 543233 - 543244 B 2000 Fractioneren en doseren van porfyrienen door HPLC #(Maximum 1) (Diagnoseregel [65](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-06-27

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.