

Influenza B PCR ct

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: 7850

Staal

Patiëntvoorbereiding:

Voorkeurstaaltype: Virale stabilisatie tube

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 500µl

Stabiliteit (dagen):

Transportcondities: Staal zo vlug mogelijk naar labor brengen.

Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: Elite Ingenius of Genelead;
Real-Time PCR

Uitvoeringsfrequentie: 24/24u

Antwoordtijd (dagen): 24u

Urgentie: 12u

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Nee

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Opgelet! Handschoenen dragen bij manipulatie van stalen!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2026-01-08

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.