IgE wit van ei

Aanvraag

Synoniemen:	F1
Aanvraag code LIS:	396 - IgE.f1

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	50 µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	UNICAP - CAP technologie: Radio Allergo AbSorbent Test
Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
Antwoordtijd (dagen):	14
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.35 kU/L	0.35 kU/L

Extra informatie

Restricties:	Totaal IgE gehalte nodig voor interpretatie. Vals positiviteit voor penicilline en andere haptenen vanaf 800 E/ml, voedingsmiddelen vanaf >1500 E/ml ,schimmels vanaf > 2000 E/ml en pollen en huisstofmijt vanaf 4000 E/ml. Geen cross-reactiviteit met andere humane Ig (G,A,M,D) bij fysiologische concentraties

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	556275
Nomenclatuur:	556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel 47) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.