# Prolactine

## Aanvraag

| | |
|---|---|
| Synoniemen: | |
| Aanvraag code LIS: | 831 |

## Staal

| | |
|---|---|
| Patiëntvoorbereiding: | |
| Voorkeurstaaltype: | Serum |
| Alternatief Staaltype: | Heparine-plasma (HP) |
| Minimum volume: | 500µl |
| Stabiliteit (dagen): | 6.0 |
| Transportcondities: | Volbloed: 2 dagen bij KT |
| Afname instructies: | Klik hier voor afname instructies |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Uitvoerend Labo: | AZ Glorieux |
| Toestel: | DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie |
| Uitvoeringsfrequentie: | 24u/24u |
| Antwoordtijd (dagen): | 1 |
| Urgentie: | |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja |
| Accreditatie: | Nee |
| EKE deelname: | Ja |
| Retam: | |
| Verantwoordelijke: | Glibert Bart |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 50 j | | 3.34-26.72 µg/L |
| > 50 j | | 2.74-19.64 µg/L |
| > 150 j | 2.64-13.13 µg/L | |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| Restricties: | HAMA antilichamen kunnen interfereren.<br>Geen citraat- en/of EDTA-plasma gebruiken! |

## Overheidsinformatie

| | |
|---|---|
| RIZIV nomenclatuur: | 546151 |
| Nomenclatuur: | 546151 - 546162 B 350 Doseren van prolactine #(Maximum 1)<br>(Cumulregel 310, 322)<br>Bron: RIZIV website op 01/11/2026 |

## Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.