Ferritine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 212

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine plasma
Minimum volume:	500 µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	23.9-336.2 µg/L	11.0-306.8 µg/L

Extra informatie

Restricties:	HAMA-interferentie Vermijd hemolyse: vals verhoogd door intracellulair ferritine

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	541472
Nomenclatuur:	541472 - 541483 B 250 Doseren van ferritine met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel 305) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.