ENA as (FEIA)

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	ENA.as.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereing vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Plasma (EDTA/citraat/heparine)
Minimum volume:	20 µl
Stabiliteit (dagen):	14.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	UNICAP Fluorescentiemeting tov. calibratoren
Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
Antwoordtijd (dagen):	14
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	0.0-1.0 ratio	0.0-1.0 ratio

Extra informatie

Restricties:	Geen hook-effect bij concentraties 10x boven het meetbereik Bij positieve ENA wordt de autoantistof geïdentificeerd(panel 15303) Dit bevat deelananlyses: CENP-B, Jo-1, La (SS-B), RNP (70kD), Ro (SS-A), Scl-70, Sm (D), URNP.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	556032
Nomenclatuur:	556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen #(Maximum 5) (Diagnoseregel 28) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-08-20	Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.