Bartonella henselae IgM

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	BARHEN.IgM.tit

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500 µl
Transportcondities:	2-8°C
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	immunorfluorescentie
Uitvoeringsfrequentie:	2x/week
Antwoordtijd (dagen):	5
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	100 Titer	100 Titer

Extra informatie

Restricties:	Gezien de beperkte gevoeligheid van de IgM test (± 50%), en de vrij hoge prevalentie van IgG antistoffen (±25%), is voor de diagnose van een acute Bartonella henselae infectie steeds een opvolgstaal na 2 tot 3 weken aanbevolen om titerwijzigingen te kunnen aantonen

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551655,551795
Nomenclatuur:	551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel 328) Bron: RIZIV website op 01/11/2026
	551795 - 551806 B 250 Opsporen van antilichamen tegen dierlijke parasieten #(Maximum 1) (Cumulregel 329) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.