Hepatitis B virus surface ag

Aanvraag

Synoniemen:	Australia antigeen
Aanvraag code LIS:	290; HBV.s.ag.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500µl
Stabiliteit (dagen):	28.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	1.00 ratio	1.00 ratio

Extra informatie

Restricties:	Fibrine partikels, aggregaten en HAMA antilichamen kunnen vals positieve resultaten geven. Een niet-gekend positief resultaat wordt na centrifugatie gecontroleerd.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551390
Nomenclatuur:	551390 - 551401 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B door aantonen van HBs antigeen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel 230, 328) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-02-19 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.