Gastrine

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	GAST

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Patiënt moet voor afname minstens 10 uur vasten. Interferentie bij lipemische of sterk gehemolyseerde sera.
Voorkeurstaaltype:	Serum diepgevroren
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500 µl
Stabiliteit (dagen):	0.17
Transportcondities:	Diepgevroren serum
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Siemens Immulite 2000 XPi Siemens Immulite 2000 XPi Chemi Luminiscent Immuno Assay(CLIA)
Uitvoeringsfrequentie:	minstens 2x/week
Antwoordtijd (dagen):	5
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	13-115 pg/ml	13-115 pg/ml

Extra informatie

Restricties:	De scheiding van de cellen moet binnen het uur gebeuren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	559112
Nomenclatuur:	559112 - 559123 B 450 Doseren van gastrine #(Maximum 1)(Cumulregel 88, 322) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-04 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.