Ostase (Alk.fosfatase bot)

Aanvraag

Synoniemen:	Ostase, alkalische fosfatase bot
Aanvraag code LIS:	287

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	275 µl
Stabiliteit (dagen):	2.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Paramagnetisch Chemiluminescentie Immunologische test
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	3
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

2 j	25-221 µg/L	28-187 µg/L
2 j-9 j	27-148 µg/L	31-152 µg/L
9 j-13 j	35-169 µg/L	19-177 µg/L
13 j-17 j	13-111 µg/L	7-41 µg/L
> 17 j	4.7-20 µg/L	4.7-14 µg/L

Extra informatie

Restricties: Heterofiele antilichamen (HAMA, humaan anti-geit, humaan anti T3 …) kunnen interfereren.
RF, endogene alkaline fosfatase, fibrine en proteïnen die alkaline fosfatase kunnen binden kunnen interfereren.
Serummonsters met significant verhoofde lever-AF activiteit kunnen verhoogde Ostase resultaten opleveren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 542673,542894

Nomenclatuur: 542673 - 542684 B 400 Doseren van de botfractie van de alkalische fosfatasen #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

542894 - 542905 B 400 Doseren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-06-18 Marthe Lateur

Copyright © 2026 All rights reserved.