Alfa 2 globuline

Aanvraag

Synoniemen:	Electroforese CSV
Aanvraag code LIS:	Panel eiwitelectroforese CSV: 908

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Cerebro spinaal vocht
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	1 ml
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B0A3B515A-9555-4588-B8DC-918A64799328%7D&file=Staalafname%20instructies%20voor%20microbio

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Capillarys 3 Octa - Capillaire elektroforese
Uitvoeringsfrequentie:	1x/2weken
Antwoordtijd (dagen):	2 weken
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	3.1-10.3 %	3.1-10.3 %

Extra informatie

Restricties:	Kijk goed naar de vorm van de Gamma, deze moet een Gauscurve vormen. Bij vervormingen kan dit wijzen op een monoklonale piek.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	544132
Nomenclatuur:	544132 - 544143 B 400 Electroforese van proteïnen met curve en berekening #(Maximum 1) (Cumulregel 31) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.