T-cytotoxisch (CD8%)

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	T4/T8-lymfocyten: 161

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:	2K, - 3K, -2Na of Heparine-volbloed
Minimum volume:	50 µl
Transportcondities:	
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	COULTER NAVIOS - Flowcytometrische analyse op de leucocyten
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	4 dagen
Urgentie:	24 uur
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Dr. Braeckevelet Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 wk	10.0-41.0 %	10.0-41.0 %
1 wk-2 md	9.0-23.0 %	9.0-23.0 %
2 md-5 md	11.0-25.0 %	11.0-25.0 %
5 md-9 md	13.0-26.0 %	13.0-26.0 %
9 md-15 md	12.0-28.0 %	12.0-28.0 %
15 md-24 md	11.0-32.0 %	11.0-32.0 %
24 md-5 j	14.0-33.0 %	14.0-33.0 %
5 j-10 j	19.0-34.0 %	19.0-34.0 %
10 j-16 j	9.0-35.0 %	9.0-35.0 %
> 16 j	14.0-43.0 %	14.0-43.0 %

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	555693
Nomenclatuur:	555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen #(Maximum 5) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.