Foliumzuur

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	214

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine plasma
Minimum volume:	500 µl
Stabiliteit (dagen):	1.0
Transportcondities:	Volbloed: 30 minuten bij kamertemperatuur en 5 dagen bij 2-8°C
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	4u
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	4.0-20 µg/L	4.0-20 µg/L

Extra informatie

Restricties:	Lichtgevoelig Hemolyse: vals verhoogd HAMA en heterofiele antilichamen kunnen interfereren.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	541435
Nomenclatuur:	541435 - 541446 B 250 Doseren van foliumzuur in het serum met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel 303) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.