Koper serum

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	CU.S

Staal

Patiëntvoorbereiding:	1 serumtube afnemen. Duidelijk op het aanvraagformulier vermelden welke analyse er bepaald moet worden en op welk staaltype, in dit geval in serum/plasma.
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	1 Serum tube
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)
Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
Antwoordtijd (dagen):	7
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	
Accreditatie:	Ja
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	70-170 µg/dL	70-170 µg/dL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	540396
Nomenclatuur:	540396 - 540400 B 300 Doseren van koper door atoomabsorptie spectrometrie #(Maximum 1) (Cumulregel 14) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.